

Laborprüfsiebe Und Siebmaschinen

Artikelnummer: KT-RCZ



Einführung

Präzisionslaborsiebe und -siebmaschinen für die genaue Partikelanalyse. Rostfreier Stahl, ISO-konform, 20µm-125mm Bereich. Jetzt Spezifikationen anfordern!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Siebdurchmesser	Φ400, Φ300, Φ200 (mm)
Sieblagen	1-5 (einschließlich Bodenabdeckung)
Dosiermenge (einmalig)	≤300g
Schwingungsamplitude	1-5mm
Erregungskraft	5KN
Leistung	0.25KW 220V 50HZ
Geschwindigkeit	1440R/min
Abmessungen	600×490×370mm
Gewicht des Siebes	60kg
Bewegungstrajektorie	kreisförmige Bewegung
Timing Zeit	0.01-99.59min
Lärm	≤50dB
Werkstoff	304 rostfreier Stahl
Art der Verpackung	Holzkiste Verpackung