

Lanthanfluorid (LaF3) Sputtertarget / Pulver / Draht / Block / Granulat

Artikelnummer: LM-LaF3



Introduction

Suchen Sie nach erschwinglichen Bariumtitanat (LaF3)-Materialien für Ihr Labor? Unsere maßgeschneiderten Lösungen passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und stehen in einer breiten Palette an Formen, Größen und Reinheiten zur Verfügung. Entdecken Sie unsere Auswahl an Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Pulvern und mehr.

[Mehr erfahren](#)