

Lithiumtitanat (Li_2TiO_3) Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-Li₂TiO₃



Einführung

Erhalten Sie hochwertige Lithiumtitanat-Materialien für Ihren Laborbedarf zu erschwinglichen Preisen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen mit unterschiedlichen Formen, Größen und Reinheiten. Finden Sie Sputtertargets, Pulver und mehr in verschiedenen Spezifikationen.

[Mehr erfahren](#)