

lithiumtitanat (Litio3) Sputtertarget / Pulver / Draht / Block / Granulat

Artikelnummer: LM-liTiO3



Einführung

Erhalten Sie hochwertige lithiumtitanat (LiTiO3)-Materialien für Ihr Labor zu günstigen Preisen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen decken unterschiedliche Reinheiten, Formen und Größen ab, darunter Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Pulver und mehr. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)