

Mangan-Kobalt-Nickel-Legierung (Mnconi) Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-MnCoNi



Einführung

Erhalten Sie hochwertige Mangan-Kobalt-Nickel-Legierungsmaterialien für Ihren Laborbedarf zu erschwinglichen Preisen. Unsere maßgeschneiderten Produkte sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, darunter Sputtertargets, Beschichtungsmaterialien, Pulver und mehr.

[Mehr erfahren](#)