

Metallographisches Probeneinbettungsgerät Für Labormaterialien Und Analysen

Artikelnummer: KT-XQ



Einführung

Metallographische Präzisionseinbettungsgeräte für Labore - automatisiert, vielseitig und effizient. Ideal für die Probenvorbereitung in Forschung und Qualitätskontrolle. Kontaktieren Sie KINTEK noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Anwendung	Einbetten von kleinen, schwer zu haltenden oder unregelmäßigen metallographischen und petrographischen Proben
Zweck	Erleichterung des Schneidens, Schleifens, Polierens für metallografische, spektrale Erkennung oder Härteprüfung
Steuerung	Programmgesteuerter Betrieb
Verfügbare Modi	1. Bakelit-Pulver 2. Elektrisches Jade-Pulver 3. Benutzerdefinierte Optionen
Automatisierung	Programmgesteuerte Zubereitungszeit ermöglicht unbeaufsichtigten Betrieb
Ideal für	Laboratorien in Hochschulen, Universitäten und Industrie-/Bergbauunternehmen