

Mikroinjektor/Flüssigphasen-Gaschromatographie

Injektionskolben Injektionsnadel

Artikelnummer: KTG-5



Einführung

Präzisionsgeräte für die genaue Probenzufuhr in der Gaschromatographie, die zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen	Außendurchmesser der Nadel	Länge der Nadel	Schubstange
0,5 ml	0.5	78	Hohle Doppelschicht
1ul	0.5	73	Hohle Doppelschicht
2ul	0.5	75	Hohle Doppelschicht
5ul	0.6	75	Hohle Doppelschicht
10ul	0.5	55	Festes PTFE
25µm	0.5	55	Festes PTFE
50 ml	0.5	55	Festes PTFE
100 ml	0.5	55	Festes PTFE
250 ml	0.5	55	Festes PTFE
500 ml	0.5	55	Festes PTFE

Spezifikationen	Außendurchmesser der Nadel	Länge der Nadel	Schubstange
0,5 ml	0.5	78	Hohle Doppelschicht
1ul	0.7	73	Hohle Doppelschicht
2ul	0.7	75	Hohle Doppelschicht
5ul	0.7	75	Hohle Doppelschicht
10ul	0.7	51	Festes PTFE
25µm	0.7	51	Festes PTFE
50 ml	0.7	51	Festes PTFE
100 ml	0.7	51	Festes PTFE
250 ml	0.7	55	Festes PTFE
500 ml	0.7	55	Festes PTFE