

## Multifunktionales Elektrolysezellen-Wasserbad, Einschichtig/Doppelschichtig

Artikelnummer: ELCM



### Einführung

Entdecken Sie unsere hochwertigen multifunktionalen Elektrolysezellen-Wasserbäder. Wählen Sie zwischen Einzel- oder Doppelschichtoptionen mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit. Erhältlich in den Größen 30 ml bis 1000 ml.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	30 ml ~ 1000 ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Material	Glas + PTFE
Funktionierendes leitfähiges Plattenmaterial	Kupfer / Titan