


Sputtertarget / Pulver / Draht / Block / Granulat Aus Nickel-Niob-Legierung (NiNb).

Artikelnummer: LM-NiNb



Einführung

Finden Sie hochwertige Materialien aus Nickel-Niob-Legierung (NiNb) für Ihren Laborbedarf. Wir bieten maßgeschneiderte Reinheiten, Formen und Größen sowie Sputtertargets, Beschichtungen, Pulver und mehr. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment!

[Mehr erfahren](#)