

# Keine Entformung Der Labor-Infrarot-Pressform

Artikelnummer: PMI



## Einführung

Testen Sie Ihre Proben mühelos und ohne Entnahme aus der Form mit unserer Labor-Infrarot-Pressform. Genießen Sie eine hohe Lichtdurchlässigkeit und anpassbare Größen für Ihren Komfort.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PMI-A	PMI-B
Material	Hartmetall YT15	
Härte des Eindringkörpers	HRC85-HRC90	
Probengröße	φ13 mm	φ7 mm
Hohlraumtiefe	10 mm	5 mm
Außenmaße	76×50×70 mm	76×30×70 mm
Gewicht (kg)	0,75	0,35

**Andere Größen können individuell angepasst werden**