

Ölfreie Membran-Vakuumpumpe Für Labor- Und Industrieanwendungen

Artikelnummer: KT-VP



Einführung

Ölfreie Membran-Vakuumpumpe für Labore: sauber, zuverlässig, chemikalienbeständig. Ideal für Filtration, SPE und Rotationsverdampfung. Wartungsfreier Betrieb.

[Mehr erfahren](#)

Modell	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (chemikalienbeständig)	DVP-40C (chemikalienbeständig)
Saugvermögen	20 l/min	38 l/min	38 l/min	70 l/min
Anzahl der Köpfe	1	2	2	4
Material der Membrane	NBR	NBR	PTFE	PTFE
Werkstoff Ventile	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Endvakuum	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
Max. Druck	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Nenndrehzahl des Motors	1500 U/min	1500 Umdrehungen pro Minute	1500 Umdrehungen pro Minute	1500 Umdrehungen pro Minute
Stromzufuhr	AC 100-240V 50/60Hz	Wechselstrom 100-240V 50/60Hz	Wechselstrom 100-240V 50/60Hz	Wechselstrom 100-240V 50/60Hz
Leistung	90W	180W	180W	320W
Nettogewicht	5,5 kg	9,0 kg	9,5 kg	12,5 kg
Abmessungen (L×B×H)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm