


# Polygon-Pressform

Artikelnummer: PMPD



## Einführung

Entdecken Sie die Präzisions-Pressformen für das Sintern von Polygonen. Unsere Formen sind ideal für fünfeckige Teile und gewährleisten gleichmäßigen Druck und Stabilität. Perfekt für eine wiederholbare, hochwertige Produktion.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Instruments	PMPD
Form der Probe	
Erwärmung der Matrize	Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	5*5□10*10□15*15□20*20 mm (M)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N)
Abmessungen	Φ53*120mm(L*H)
Gewicht	1.4Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	