

Tragbarer Autoklaven-Sterilisationsdruck

Artikelnummer: KT-P02



Einführung

Der tragbare Autoklav-Sterilisationsdruck ist ein Gerät, das druckgesättigten Dampf verwendet, um Gegenstände schnell und effektiv zu sterilisieren.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-18LD	KT-24LD
Desinfektionsvolumen	18L ϕ 280×260mm	24L ϕ 280×390mm
Arbeitsstress behoben	0,14–0,16 MPa	
Bewertete Arbeitstemperatur	126°C	
Maximaler Sicherheitsdruck	0,165 MPa	
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq 1^\circ\text{C}$	
Leistung	AC220V.50Hz/2KW	
Transportvolumen (mm)	410×410×520	410×410×630
Brutto Gewicht netto Gewicht	18/16 kg	19/17 kg