

# Vertikaler Präzisions-Ultra-Tiefkühlschrank 158L Für Laboranwendungen

Artikelnummer: KTFDV-158



## Einführung

Zuverlässiger 158-Liter-ULT-Gefrierschrank für Labore, hält -86°C, energieeffizient, mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Ideal für die Lagerung empfindlicher Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Modell	KTFDV-158
Typ	Vertikal
Fassungsvermögen	158L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C, einstellbar
Alarm	Akustischer und optischer Alarm
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistung	500W
Leistungsaufnahme	7,1 kW.h/24h
Schutzklasse	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies umweltfreundliches Kältemittel
Verdichter	Hocheffizient
Kältesystem	Einstufiges Kompressionskältesystem
Temperaturregelung	Elektronische Temperaturregelung
Temperatur-Anzeige	Digitale Anzeige
Fühler	PTC
Verflüssiger-Lüfter	EBM
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Inneres Gehäuse	304 Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	2 Einlegeböden / 3 Innentüren, 304er Edelstahl
Dicke der Isolierung	120 mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18 mm)
Rollen	4
Nettogewicht / Bruttogewicht	123 / 150kg

Parameter	Wert
Außenabmessungen (B D H)	700 700 1580mm
Innere Abmessungen (B D H)	460 455 800mm
Verpackungsmaße (B D H)	Sperrholzkiste: 760 790 1720mm / Hartpappkarton: 790 820 1750mm (ca.)
Beladungsmenge	21 Stück/20'GP