

Ptfe-Becher/Ptfe-Becher-Deckel

Artikelnummer: PTFE-16



Einführung

Der PTFE-Becher ist ein säure-, laugen-, hoch- und kältebeständiger Laborbehälter, der für Temperaturen von -200°C bis +250°C geeignet ist. Dieser Becher hat eine ausgezeichnete chemische Stabilität und wird häufig für Wärmebehandlungsproben und Volumenanalysen verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Innendurchmesser/mm	Höhe/mm	Gewicht/g
30ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100ml	53	54	60
150ml	60	79	89
200ml	70	79	97
250ml	73	88	134
300ml	79	100	167
500ml	95	110	172
1000ml	115	145	364