


## Ptfe-Reinigungsgestell/Ptfe-Blumenkorb Reinigungsblumenkorb Korrosionsbeständig

Artikelnummer: PTFE-20



### Einführung

Das PTFE-Reinigungsgestell, auch bekannt als PTFE-Blumenkorb, ist ein spezielles Laborgerät für die effiziente Reinigung von PTFE-Materialien. Dieses Reinigungsgestell gewährleistet eine gründliche und sichere Reinigung von PTFE-Gegenständen und erhält deren Integrität und Leistung in Laborumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Größe	Anwendbar
Quadratisch	60mm*60mm	500ml Becher
Rund	Durchmesser 30mm	75ml-Becherglas
Rund	Durchmesser 45mm	100ml Becher
Rund	Durchmesser 60mm	250ml Becher

Wir bieten kundenspezifische Reinigungsblumenkörbe in allen Größen, die Sie benötigen