

## Ptfe-Behälter

Artikelnummer: PTFE-11



### Einführung

PTFE-Behälter sind Behälter mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und chemischer Inertheit.

[Mehr erfahren](#)

Runder Blutaußendurchmesser*Innendurchmesser*Innentiefe	Innengröße der quadratischen Schale*Innentiefe
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100 mm * 90 mm * 15 mm	120*120mm*15mm
110 mm * 100 mm * 15 mm	
120 mm * 110 mm * 15 mm	
130 mm * 120 mm * 15 mm	
160 mm * 150 mm * 15 mm	200*200*120MM ca. 5L PTFE-Zylinder
92*83*19mm	10L PTFE-Zylinder
102*93*20mm	15L PTFE-Zylinder