


Ptfe-Hohlreinigungskorb/Ptfe-Reinigungsgestell-Träger

Artikelnummer: PTFE-21



Einführung

Der hohle PTFE-Reinigungsblumenkorb ist ein spezielles Laborwerkzeug für effiziente und sichere Reinigungsprozesse. Der aus hochwertigem Polytetrafluorethylen (PTFE) gefertigte Korb bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen chemischen Umgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Größe
rund	2 Zoll
rund	3 Zoll
rund	4 Zoll
rund	5 Zoll
rund	6 Zoll
rund	8 Zoll
quadratisch	2 Zoll
quadratisch	3 Zoll
quadratisch	4 Zoll
quadratisch	5 Zoll
quadratisch	6 Zoll
quadratisch	8 Zoll

Modell	Durchmesser	Anzahl der Schlitze	Breite der Rille	Länge der Rille	Gesamtdicke	Tiefe der Rille	Länge des Griffs
500ml Becher Hohlraum	80mm	24	2,5 mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	26	2,5 mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	28	2,5 mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	30	1,5 mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	33	1,5 mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	38	1,5 mm	21mm	8mm	6mm	100mm

500ml Becherglas hohl	80mm	40	2,5 mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	52	1,5 mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	61	2,5 mm	11mm	8mm	6mm	100mm
500ml Becherglas hohl	80mm	78	1,5 mm	11mm	8mm	6mm	100mm
250ml Becherglas hohl	Wir bieten kundenspezifische weiße, cremefarbene, milchig-weiße, speziell geformte Blumenkörbe, einschließlich der Schlitzgröße, Anzahl der Schlitze und andere Indikatoren können erfüllt werden.						
100ml Becherglas hohl	Wir bieten maßgeschneiderte weiße, cremefarbene, milchig-weiße, speziell geformte Blumenkörbe, einschließlich der Größe der Schlitze, die Anzahl der Schlitze und andere Indikatoren erfüllt werden können.						