

Ptfe-

Reagenzienflasche/Weithalsflasche/Feinmundflasche/Probenflasche/ Ptfe

Artikelnummer: PTFE-24



Einführung

Die PTFE-Reagenzienflasche, auch bekannt als PTFE-Chemikalienflasche oder Teflon-Reagenzienflasche, ist eine robuste Alternative zu herkömmlichen Glasreagenzienflaschen. Diese Flaschen sind hochgradig säure- und laugenbeständig und verfügen über einen auslaufsicheren Schraubverschluss. Sie sind ideal für den Einsatz im Labor und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 260 °C und eine hervorragende Haltbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Spezifikation	Äußerer Durchmesser	Höhe	Innendurchmesser
PTFE-Flasche mit kleiner Öffnung	25ml	36mm	81mm	21mm
	50ml	49mm	95mm	20mm
	100ml	51mm	98mm	20mm
	150ml	54mm	108mm	20mm
	250ml	70mm	117mm	35mm
	500ml	81mm	147mm	35mm
	1000ml	100mm	188mm	40mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
PTFE-Weithalsflasche	50ml	50mm	92mm	35mm
	100ml	52mm	103mm	35mm
	150ml	54mm	106mm	35mm
	250ml	68mm	114mm	40mm
	500ml	81mm	149mm	40mm
PTFE-Schraubmündung mit flachem Boden Reagenzienflasche	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
	10ml	16mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25mm	124mm	*

50ml	30mm	125mm	*
100ml	39mm	139mm	*