

Ptfe-

Reagenzienflasche/Weithalsflasche/Feinmundflasche/Probenflasche/ Ptfe

Artikelnummer: PTFE-24



Introduction

Die PTFE-Reagenzienflasche, auch bekannt als PTFE-Chemikalienflasche oder Teflon-Reagenzienflasche, ist eine robuste Alternative zu herkömmlichen Glasreagenzienflaschen. Diese Flaschen sind hochgradig säure- und laugenbeständig und verfügen über einen auslaufsicheren Schraubverschluss. Sie sind ideal für den Einsatz im Labor und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 260 °C und eine hervorragende Haltbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

| Modell | Spezifikation | Äußerer Durchmesser | Höhe | Innendurchmesser |
|---|---------------|---------------------|-------|------------------|
| PTFE-Flasche mit kleiner Öffnung | 25ml | 36mm | 81mm | 21mm |
| | 50ml | 49mm | 95mm | 20mm |
| | 100ml | 51mm | 98mm | 20mm |
| | 150ml | 54mm | 108mm | 20mm |
| | 250ml | 70mm | 117mm | 35mm |
| | 500ml | 81mm | 147mm | 35mm |
| | 1000ml | 100mm | 188mm | 40mm |
| | 2000ml | 145mm | 217mm | 48mm |
| PTFE-Weithalsflasche | 50ml | 50mm | 92mm | 35mm |
| | 100ml | 52mm | 103mm | 35mm |
| | 150ml | 54mm | 106mm | 35mm |
| | 250ml | 68mm | 114mm | 40mm |
| | 500ml | 81mm | 149mm | 40mm |
| PTFE-Schraubmündung mit flachem Boden Reagenzienflasche | 1000ml | 100mm | 192mm | 48mm |
| | 2000ml | 144mm | 220mm | 63mm |
| | 5ml | 16mm | 55mm | * |
| | 10ml | 16mm | 108mm | * |
| | 20ml | 22mm | 106mm | * |
| | 30ml | 25mm | 124mm | * |

| | | | |
|-------|------|-------|---|
| 50ml | 30mm | 125mm | * |
| 100ml | 39mm | 139mm | * |