

Ptfe-

Probenahmelöffel/Lösungslöffel/Probenlöffel/Trockenpulverlöffel

Artikelnummer: PTFE-22



Einführung

Der PTFE-Probenahmelöffel, der auch als Lösungslöffel oder Probenahmelöffel bezeichnet wird, ist ein wichtiges Hilfsmittel für die präzise Einführung trockener Pulverproben in verschiedene Analyseverfahren. Diese aus PTFE hergestellten Löffel bieten eine hervorragende chemische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Antihafteigenschaften, wodurch sie sich ideal für die Handhabung empfindlicher und reaktiver Substanzen im Labor eignen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Quadratischer/runder Kopf	Fassungsvermögen	Länge des Löffelkopfes	Breite des Löffelkopfes	Gesamtlänge	Durchmesser des Löffelstiels
Kurzer Stiel PTFE-Löffel	rund	3ml	40mm	22,3 mm	97,5 mm	*
PTFE-Löffel mit kurzem Griff	rund	5ml	54mm	31mm	134,2mm	*
PTFE-Löffel mit kurzem Griff	rund	10ml	70mm	39,7mm	169mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	quadratisch	3ml	39mm	16mm	197mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	quadratisch	5ml	50mm	26mm	196mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	quadratisch	10ml	50mm	27mm	196mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	quadratisch	15ml	50mm	33mm	197mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	rund	3ml	38mm	22,6mm	110mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	rund	5ml	42mm	27mm	195mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	rund	10ml	50mm	30mm	150mm	*
PTFE-Löffel für Trockenpulver	rund	15ml	67mm	67mm	198mm	*
Löffel für PTFE-Lösung	*	3ml	28mm	23mm	180mm	*
Löffel für PTFE-Lösung	*	5ml	29mm	25,5 mm	180mm	*
PTFE-Lösungslöffel	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
Löffel für PTFE-Lösung	*	30ml	53mm	37mm	300mm	8mm

Löffel für PTFE-Lösung	*	50ml	59mm	45mm	300mm	12mm
Löffel für PTFE-Lösung	*	100ml	71mm	54mm	350mm	12mm
Löffel für PTFE-Lösung	*	250ml	94mm	66mm	400mm	12mm
Löffel für PTFE-Lösung	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm
PTFE-Lösung Löffel	*	1000ml	150mm	98mm	500mm	14mm

Weitere Ausführungen können angepasst werden...