

## Ptfe-Dreikantflasche/Dreikantflasche Mit Deckel/Konusflasche/Konservierungsmittel

Artikelnummer: PTFE-31



### Introduction

Die PTFE-Dreiecksflasche, auch bekannt als Teflon-Reagenzienflasche, ist eine robuste, chemikalienbeständige Alternative zu herkömmlichen Glasflaschen und eignet sich sowohl für den Umgang mit Säuren als auch mit Laugen. Diese Flaschen sind unzerbrechlich, leicht und verfügen über einen auslaufsicheren Schraubverschluss, was sie ideal für den Einsatz im Labor macht.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Höhe einschließlich Deckel(mm)	Durchmesser Flaschenboden(mm)	Innendurchmesser(mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37