

Pulsierender Vakuum-Tisch-Dampfsterilisator

Artikelnummer: KT-B01



Einführung

Der pulsierende Vakuum-Tisch-Dampfsterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen, pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volumen der Sterilisationskammer	12L ϕ 200×370mm	18L ϕ 250×360mm	24L ϕ 250×470mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa		
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C		
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C		
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min		
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Strom/Versorgungsspannung	AC220V.50Hz/1,8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Gesamtabmessungen (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Packungsgröße (mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Brutto Gewicht netto Gewicht	48/43 kg	52/47 kg	58/53 kg

Modell	KT-35DV	KT-50DV
Volumen der Sterilisationskammer	35L ϕ 300×500mm	50L ϕ 340×550mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa	
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C	
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134°C	
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min	
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Strom/Versorgungsspannung	AC220V.50Hz/2,7KW	
Gesamtabmessungen (mm)	550×850×500	600×850×560
Packungsgröße (mm)	690×860×700	690×900×700
Brutto Gewicht netto Gewicht	113/107 kg	125/110 kg