

## Ringpressform

Artikelnummer: PMO



### Einführung

Ringpressmatrizen, auch bekannt als runde Pelletpressmatrizensätze, sind integrale Bestandteile in verschiedenen Industrie- und Laborprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMQ	
Form der Probe		
Erwärmung der Matrize	Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV	
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62	
Größe der Probe	Φ7-3[Φ10-5][Φ20-10 mm M)	Φ30-10[Φ50-20mm (d)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N)	45 (d)
Abmessungen	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm[Φ88*120(D*L)
Gewicht	1.4Kg	3.5kg[5kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe		