


## Probenträgerkörper

Artikelnummer: ELES



### Einführung

Verbessern Sie Ihre elektrochemischen Tests mit unserem Sample Support Body. Hochwertig und zuverlässig für genaue Ergebnisse. Verbessern Sie noch heute Ihre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Reaktionsbereich	1cm <sup>2</sup> (anpassbar)
Anwendbare Stichprobengröße	kreisförmiger Durchmesser > 15 mm, quadratische Seitenlänge > 15 mm
Anwendbare Probendicke	3 mm ~ 5 mm (kann angepasst werden)
Leitfähige Form	vergoldete Kupfernadel
Gesamtmaterial	PTFE
Maße	Stablänge 6*80mm