


# Single Punch Electric Tablet Press Labor-Pulver- Tablettenmaschine

Artikelnummer: TPM-03



## Einführung

Die elektrische Einstempel-Tablettenpresse ist eine Tablettenpresse im Labormaßstab, die sich für Unternehmenslabors in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel-, Metallurgie- und anderen Industrien eignet.

[Mehr erfahren](#)

Einstellbarer Stanzdruck	50KN
Einstellbarer Tablettendurchmesser	5mm - 25mm
Einstellbare Tablettendicke	0,5-8 mm
Fülltiefe	20mm
Produktionskapazität	3600 Stück/Stunde
Motorleistung	1,5 kW
Abmessungen der Holzkistenverpackung	580*500*830mm
Gewicht inklusive äußerer Holzkiste	150 kg (einschließlich exportbegabungsfreier Holzkistenverpackung)