

Steriler Homogenisator Vom Typ Slapping Homogenisator Zum Einmischen Von Gewebe Dispergiergerät

Artikelnummer: KTL-6



Einführung

Der sterile Klopffhomogenisator kann die in und auf der Oberfläche von festen Proben enthaltenen Partikel wirksam trennen und gewährleistet, dass die gemischten Proben im Sterilbeutel vollständig repräsentativ sind.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Spannung	AC 220V		
Frequenz	50Hz		
Gesamtleistung	200W	220W	500W
Anzeigemodus	4,3-Zoll-Touchscreen		
Schlaggeschwindigkeitsbereich	3-12 mal/s		
Effektives Volumen	3-400ml		
Desinfektionsfunktion	/	Ja	
Wellenlänge der Desinfektion	/	253,7nm	
Zeitbereich Entnahmezeit	15-99h59m59s oder Dauerbetrieb		
Programm-Bearbeitungsfunktion	8-Segment-Kombination		
Nettogewicht	18kg		
Abmessungen	460×250×330mm		