

Technische Keramik-Tiegel Aus Aluminiumoxid Al₂O₃ Für Labor-Muffelöfen

Artikelnummer: KM-C01



Einführung

Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik werden in einigen Materialien und Metallschmelzwerkzeugen verwendet. Flachboden-Tiegel eignen sich zum Schmelzen und Verarbeiten größerer Materialmengen mit besserer Stabilität und Gleichmäßigkeit.

[Mehr erfahren](#)

0,9 ml (45x8x6 mm)	9 ml (60x30x10 mm)	30 ml (60x40x20 mm)	185 ml (80x80x40 mm)	13 ml (100x30x10 mm)	300 ml (100x100x40 mm)	510 ml (120x120x50 mm)	800 ml (200x100x50 mm)
2 ml (30x20x10 mm)	10 ml (50x20x20 mm)	35 ml (60x30x30 mm)	75 ml (90x60x20 mm)	25 ml (100x30x15 mm)	750 ml (100x100x100 mm)	520 ml (140x140x38 mm)	2600 ml (200x200x80 mm)
3 ml (25x15x15 mm)	10 ml (60x30x14 mm)	40 ml (50x50x25 mm)	165 ml (90x60x40 mm)	35 ml (100x30x20 mm)	330 ml (115x115x35 mm)	425 ml (150x150x30 mm)	3300 ml (200x200x100 mm)
3,5 ml (20x20x17 mm)	16 ml (60x30x15 mm)	57 ml (75x75x15 mm)	200 ml (90x60x45 mm)	59 ml (100x30x30 mm)	90 ml (120x60x20 mm)	750 ml (150x150x50 mm)	3900 ml (250x250x80 mm)
4 ml (50x20x10 mm)	20 ml (60x30x20 mm)	68 ml (65x65x25 mm)	170 ml (90x90x30 mm)	47 ml (100x40x20 mm)	190 ml (120x60x40 mm)	1290 ml (150x150x80 mm)	4800 ml (250x250x100 mm)
5 ml (30x20x17 mm)	25 ml (50x40x20 mm)	100 ml (65x65x35 mm)	300 ml (90x90x45 mm)	110 ml (100x50x30 mm)	205 ml (120x80x30 mm)	800 ml (160x160x45 mm)	11000 ml (330x330x120 mm)
7 ml (50x20x15 mm)	26 ml (50x25x35 mm)	110 ml (70x70x30 mm)	22 ml (100x20x20 mm)	150 ml (100x100x25 mm)	260 ml (120x80x40 mm)	1460 ml (180x180x60 mm)	
3,5 ml (20x20x17 mm)	10 ml (60x30x14 mm)	25 ml (100x30x20 mm)	125 ml (98x72x28 mm)				
5,5 ml (45x22x13 mm)	15 ml (30x30x30 mm)	30 ml (80x40x17 mm)	1800 ml (380x135x60 mm)				
9 ml (60x25x15 mm)	15 ml (60x30x15 mm)	50 ml (90x60x17 mm)					
10 ml (50x28x14 mm)	22 ml (100x25x15 mm)	84 ml (120x60x18 mm)					
9 ml (60x25x15 mm)	50 ml (85x30x40 mm)	125 ml (98x72x28 mm)	1050 ml (150x150x60 mm)	1800 ml (380x135x60 mm)			
15 ml (60x30x15 mm)	84 ml (120x60x18 mm)	460 ml (160x120x35 mm)	1290 ml (150x150x80 mm)	4000 ml (225x225x100 mm)			

15 ml (30x30x30 mm)	95 ml (120x100x15 mm)	710 ml (155x120x50 mm)	1800 ml (150x100x150 mm)		
22 ml (100x25x15 mm)	100 ml (100x50x30 mm)	900 ml (120x120x100 mm)	4400 ml (200x150x200 mm)		
0,9 ml (45x8x6 mm)	59 ml (100x30x30 mm)	260 ml (100x100x35 mm)	1880 ml (340x220x35 mm)	6900 ml (330x330x80 mm)	
3 ml (25x15x15 mm)	84 ml (65x65x30 mm)	425 ml (150x150x30 mm)	3120 ml (300x150x90 mm)	14 l (330x330x160 mm)	
5 ml (30x20x17 mm)	170 ml (170x53x30 mm)	445 ml (100x100x60 mm)	3300 ml (200x200x100 mm)		
16 ml (40x30x20 mm)	200 ml (115x90x30 mm)	1090 ml (140x140x70 mm)	3760 ml (300x200x80 mm)		
35 ml (70x30x30 mm)	230 ml (115x65x45 mm)	1260 ml (160x120x85 mm)	4000 ml (235x165x130 mm)		
Ein großer (50x40x20) und zwei kleine (30x20x17)	Ein großer (90x65x30) vier kleine (50x20x20)	Ein großer (100x30x20) vier kleine (20x20x17)	Ein großer (115x90x30) fünf kleine (75x20x20)	Ein großer (120x60x20) und zwei kleine (50x40x20)	
Ein großer (80x80x40) und zwei kleine (60x30x30)	Ein großer (90x65x30) und zwei kleine (50x40x20)	Ein großer (100x30x20) und drei kleine (30x20x17)	Ein großer (115x115x35) und drei kleine (100x30x20)	Ein großer (120x60x20) und zwei kleine (100x20x20)	
Ein großer (90x60x20) vier kleine (50x20x20)	Ein großer (90x65x30) und drei kleine (52x25x23)	Ein großer (100x40x20) und drei kleine (φ28x17)	Ein großer (120x30x15) fünf kleine (20x20x17)	Ein großer (120x60x20) fünf kleine (50x20x20)	
Ein großer (90x60x17) und drei kleine (50x28x1)	Ein großer (100x30x15) und drei kleine (30x20x10)	Ein großer (100x40x20) und drei kleine (φ30x30)	Ein großer (115x115x35) und drei kleine (100x30x20)	Ein großer (120x60x40) und drei kleine (40x35x25)	
Ein großer (90x60x20) und zwei kleine (50x40x20)	Ein großer (100x30x20) fünf kleine (φ18x26)	Ein großer (100x100x40) neun kleine (10ml)	Ein großer (120x35x18) sieben kleine (25x15x15)	Ein großer (120x80x30) sechs kleine (20ml)	
Ein großer (90x60x20) fünf kleine (80x10x10)	Ein großer (100x30x20) und vier kleine (φ20x20)	Ein großer (115x65x45) und vier kleine (50x25x35)	Ein großer (120x60x18) und vier kleine (50x28x14)	Ein großer (120x80x40) sechs kleine (15ml)	
Ein großer (φ58x60) und sieben kleine (φ16x50)	Ein großer (100x40x20) und drei kleine (φ28x17)	Ein großer (120x60x20) zwei kleine (100x20x20 Halbkreis)			
Ein großer (φ70x70) und drei kleine (φ28x58)	Ein großer (100x40x20) und drei kleine (φ30x30)	Ein großer (120x60x40) und drei kleine (40x35x25 Halbkreis)			
Ein großer (100x30x20) und vier kleine (φ20x20)	Ein großer (100x100x40) neun kleine (10ml normal)	Ein großer (120x80x40) sechs kleine (15ml)			
Ein großer (100x30x20) fünf kleine (φ18x26)	Ein großer (115x65x45) vier kleine (50x25x35)	Ein großer (120x80x30) sechs kleine (20ml erhöht)			
2 ml (50x10x10 mm)	7 ml (50x20x15 mm)	68 ml (65x65x25 mm)	110 ml (100x50x30 mm)	165 ml (90x60x40 mm)	1000 ml (150x110x80)
2,5 ml (70x12x7 mm)	15 ml (75x20x20 mm)	75 ml (90x60x20 mm)	115 ml (65x65x35 mm)	170 ml (90x90x30 mm)	2000 ml (160x140x120 mm)
4 ml (50x20x10 mm)	34 ml (150x20x20 mm)	85 ml (120x60x18 mm)	120 ml (90x65x30 mm)	185 ml (80x80x40 mm)	2600 ml (200x200x80 mm)

4,5 ml (80x10x10 mm)	57 ml (75x75x15 mm)	80 ml (120x60x18 mm)	135 ml (95x68x28 mm)	185 ml (94x68x38 mm)	4800 ml (250x250x100 mm)
7 ml (50x25x10 mm)	63 ml (150x45x20 mm)	90 ml (120x60x20 mm)	160 ml (78x28x107)	520 ml (140x140x38 mm)	
1,5 ml mit Löchern (30x10x9,5 mm)	60 ml (100x43x26 mm)				
19 ml (100x24x17)	114 ml (100x56x35 mm)				
24 ml (73x30x22 mm)	175 ml (100x84x35 mm)				
36 ml (100x27x27 mm)	Andere Spezifikationen können angepasst werden				
0,9 ml mit Deckel (45x8x6 mm)	26 ml mit Deckel (50x25x35 mm)	80 ml mit Deckel (120x60x18 mm)	150 ml mit Deckel (100x100x25 mm)	330 ml mit Deckel (115x115x35 mm)	520 ml mit Deckel (140x140x38 mm)
3 ml mit Deckel (25x15x15 mm)	40 ml mit Deckel (50x50x25 mm)	84 ml mit Deckel (65x65x30 mm)	160 ml mit Deckel (78x28x107 mm)	370 ml mit Deckel (200x100x25 mm)	750 ml mit Deckel (150x150x50 mm)
4 ml mit Deckel (50x20x10 mm)	59 ml mit Deckel (100x30x30 mm)	100 ml mit Deckel (65x65x35 mm)	170 ml mit Deckel (90x90x30 mm)	425 ml mit Deckel (150x150x30 mm)	800 ml mit Deckel (200x100x50 mm)
7 ml mit Deckel (50x20x15 mm)	60 ml mit Deckel (105x105x12 mm)	100 ml mit Deckel (100x50x30 mm)	260 ml mit Deckel (100x100x35 mm)	445 ml mit Deckel (100x100x60 mm)	900 ml mit Deckel (120x120x100 mm)
7 ml mit Deckel (50x25x10 mm)	68 ml mit Deckel (65x65x25 mm)	110 ml mit Deckel (70x70x30 mm)	310 ml mit Deckel (105x105x40 mm)	510 ml mit Deckel (120x120x50 mm)	
4 ml (50x20x10 mm)	26 ml (50x25x35 mm)	195 ml (85x80x40 mm)	800 ml (200x100x50 mm)	3100 ml (220x220x80 mm)	
5,5 ml (100x10x10 mm)	30 ml (60x40x20 mm)	200 ml (90x60x45 mm)	1100 ml (305x90x60 mm)	298 ml (200x100x30 mm)	
10 ml (75x18x14 mm)	35 ml (120x30x15 mm)	205 ml (120x80x30 mm)	1480 ml (200x200x50 mm)		
16 ml (60x30x15 mm)	150 ml (100x100x25 mm)	210 ml (85x85x40 mm)	2400 ml (250x155x80 mm)		
20 ml (52x25x23 mm)	190 ml (120x60x40 mm)	370 ml (200x100x25 mm)	2830 ml (300x180x70 mm)		
1050 ml mit Deckel (150x150x60 mm)	1460 ml mit Deckel 180x180x60	2600 ml mit Deckel 200x200x80	6900 ml mit Deckel (330x330x80 mm)		
1090 ml mit Deckel (140x140x70 mm)	1480 ml mit Deckel 200x200x50	4400 ml mit Deckel (200x150x200 mm)	11000 ml mit Deckel 330x330x120		
1290 ml mit Deckel (150x150x80 mm)	2830 ml mit Deckel 300x180x70	4800 ml mit Deckel (250x250x100 mm)	14 l mit Deckel (330x330x160 mm)		
4 ml mit Deckel 20x20x18 mm	3,5 ml mit Deckel 20x20x17 mm				
800 ml (130x120x75 mm)	1300 ml (130x120x115 mm)				