


# Quadratische Laborpressform

Artikelnummer: PMS



## Einführung

Erstellen Sie ganz einfach einheitliche Proben mit der Square Lab Pressform – erhältlich in verschiedenen Größen. Ideal für Batterien, Zement, Keramik und mehr. Sondergrößen verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Material	Cr12MoV						
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62						
Probengröße	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 mm	22×22 /25×25 /30×30 mm	32×32 /35×35 /40×40 mm	50×50 /60×60 /70×70 mm	81-150 mm (lange Seite)	151-200 mm (lange Seite)
Hohlraumtiefe	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
Außenmaße	Ø43×93mm	φ53×120mm	Ø73×133mm	φ88×150mm	Ø98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
Gewicht (kg)	0,65	1,2	2,4	4,8	7,3/11,4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

**Andere Größen können individuell angepasst werden**