


Tantal-Wolfram-Legierung (TaW) Sputtertarget/Pulver/Draht/Block/Granulat

Artikelnummer: LM-TaW



Einführung

Suchen Sie nach hochwertigen Materialien aus Tantal-Wolfram-Legierung (TaW)? Wir bieten eine breite Palette anpassbarer Optionen zu wettbewerbsfähigen Preisen für den Laborgebrauch, darunter Sputtertargets, Beschichtungen, Pulver und mehr.

[Mehr erfahren](#)