

Vakuum-Kaltmontagegerät Für Die Probenvorbereitung

Artikelnummer: KT-CXQ



Einführung

Vakuum-Kalteinbettungsgerät für präzise Probenvorbereitung. Bearbeitet poröse, zerbrechliche Materialien mit -0,08 MPa Vakuum. Ideal für Elektronik, Metallurgie und Fehleranalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produkt Name	Vakuum-Kaltmontagegerät
Modell	CXQ
Vakuum-Grad	-0,08MPa
Rotierende Scheibe	Φ205mm
Gewicht	14kg
Größe des Produkts	350 350 380 mm
Größe der Vakuumkammer	Φ280mmx330mm
Standard-Zubehör	Drehteller: 1 Satz, Nachteinlassrohr: 10, Ölfreie Pumpe: 1 Satz, Montageform: 6, Rührstab: 5, Materialschale: 5
Anwendungsbereich	Poröse Materialien, Proben für die Rissanalyse, poröse Gussteile, elektronische Verbundbauteile, Erze, Keramik, Sprühproben
Wichtigste Merkmale	Multi-Station, schneller Betrieb, gleichzeitige Montage von 8 Proben, Unterdruck-Vakuumpumpe, Vorwärts-/Rückwärtsrotationsfähigkeit
Prinzip	Entfernt Luft aus den Poren, nutzt atmosphärischen Druck, um Einbettungsmaterial/Farbstoff in Mikroporen zu injizieren