

Vertikaldruck-Dampfsterilisator (Speziell Für Die Laborabteilung)

Artikelnummer: KT-P03



Einführung

Der Vertikaldruck-Dampfsterilisator ist eine Art Sterilisationsgerät mit automatischer Steuerung, das aus einem Heizsystem, einem Mikrocomputer-Steuerungssystem und einem Überhitzungs- und Überdruckschutzsystem besteht.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
Volumen der Sterilisationskammer	35L ϕ 318×450mm	50L ϕ 340×550mm	75L ϕ 400×600mm	100L ϕ 440×650mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa			
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C			
Arbeitsdruck	0,23 MPa			
Thermische Gleichmäßigkeit	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Timing-Auswahlbereich	0-99 Minuten/0-99 Stunden und 59 Minuten			
Temperatursauswahlbereich	0-134°C			
Strom/Versorgungsspannung	2,5 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz	3KW/AC220V 50HZ	4,5 kW/AC220V 50 Hz	
Abmessungen (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
Transportvolumen (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
Brutto Gewicht netto Gewicht	96 kg/77 kg	102 kg/83 kg	120 kg/98 kg	135 kg/110 kg