

108L Vertikaler Ultra-Niedrig-Temperatur Ult-Gefrierschrank

Artikelnummer: KTFDV-108



Einführung

Ultra-Tiefkühltruhe für Labore: Lagerung bei -86°C, präzise Steuerung, umweltfreundlich, Innenraum aus Edelstahl. Sichern Sie Ihre Proben jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Spezifikation
Modell	KTFDV-108
Fassungsvermögen	108L
Interne Temperatur	-40°C bis -86°C (einstellbar)
Temperatur-Steuerung	Elektronische Mikrocomputersteuerung, Digitalanzeige
Temperaturfühler	PTC
Alarmanlage	Akustische und optische Alarmer
Stromzufuhr	220V/50Hz
Leistungsaufnahme	480W
Stromverbrauch	6,5 kWh/24h
Schutzgrad	I/B
Klima Typ	N
Kältemittel	Fluorfreies, umweltfreundliches Kältemittelgemisch
Kältesystem	Auto-Kaskaden-System mit einem Verdichter
Verflüssiger-Lüfter	Hocheffizienter, geräuscharmer Ventilator
Äußeres Gehäuse	Pulverbeschichtetes kaltgewalztes Stahlblech
Inneres Gehäuse	304-Edelstahl
Einlegeböden/Innentüren	1 Regalboden, 2 Innentüren (304 Edelstahl)
Dicke der Isolierung	120 mm
Druckausgleichsöffnung	1 (Durchmesser 18mm)
Rollen	4
Netto-/Bruttogewicht	107/133 kg
Außenabmessungen (B*T*H)	700*730*1260 mm
Innenabmessungen (B*T*H)	460*460*510 mm