

# Vertikale Wasserumwälzvakuumpumpe

Artikelnummer: KV-1



## Einführung

Suchen Sie eine zuverlässige Wasserumwälzvakuumpumpe für Ihr Labor oder Ihre Kleinindustrie? Schauen Sie sich unsere vertikale Wasserzirkulationsvakuumpumpe mit fünf Hähnen und einer größeren Luftansaugmenge an, die sich perfekt für Verdampfung, Destillation und mehr eignet.

[Mehr erfahren](#)

Modell	SHZ-C
Vakuumanschluss	5
Durchflussrate eines einzelnen Anschlusses	10L/Min
Vakuumdruck	0,098 MPa
Pumpendurchfluss	80L/Min
Pumpenüberschrift	12M
Pumpenkopfmateriale	SS304/PTFE
Reservevolumen	50L
Motorleistung	370W
Maße	440*340*830mm
Gewicht	37 kg